

G-フィックス グラ→ピタ キャンペーン

[キャンペーン期間]

2023

数量限定

第2弾

5.22 ▶ 6.20

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「グラ→ピタキャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

動揺歯固定が簡単に!

1ペースト、光照射 10秒!

※LED照射器の場合

常温保存可能



クリア

【歯間離開の症例に】

TC
(トゥースカラー)

動揺歯固定接着材

G-フィックス

色調 ●2色=クリア、TC(トゥースカラー)

包装・希望医院価格 ●1函:レジンペースト2.7g(2mL) 2本、エッチング材4.8g(3.6mL)1本、フィリングチップⅢプラスチック4個、フィリングチップ用キャップ1個、フィリングチップニードルタイプ20個、テクニカルチャート1枚=¥15,000

別売

【単品包装】

包装・希望医院価格 ●1函:レジンペースト2.7g(2mL) 1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップ用キャップ1個=¥6,000

歯科動揺歯固定用接着材料 ジーシー G-フィックス 管理医療機器 224AABZX00104000

歯科用エッチング材

エッチャント

包装・希望医院価格 ●1函:エッチャント4.8g(3.6mL) 1本、フィリングチップニードルタイプ20個=¥3,900

歯科用エッチング材 ジーシー エッチャント 管理医療機器 221AABZX00184000

製品特長は裏面をご覧ください



GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

【対象製品】

トゥースカラー

「G-フィックスセット」(クリアorTC)いずれか 1函と

【キャンペーンセット品】

「ルシェロ歯ブラシ特別セット」

P-10S:2本 & OP-10 1セットを

組み合わせ価格にてご提供!!

キャンペーンセット品

処置後の患者さんへ 動揺歯がある口腔内ケアへ
おすすめの歯ブラシセット

P-10S × 2本 中等度～重度歯周炎/歯肉退縮の方に



極細ターバー毛(5mil)で
歯肉の痛み、
出血があっても
快適に使用できます。

先端部はワンタフト形状

OP-10 × 1本 炎症が強く、痛みがある方に



超極細毛&ドーム状カットで
痛みが強くブラッシングを行うことが
難しい方でも、やさしく磨けます。

ルシェロ歯ブラシ特別セット

1
セット

P-10S:2本 & OP-10

【期間限定販売品】希望医院価格 ●1セット=¥1,000

ギフト

ご注文書

キャンペーン期間:2023年5月22日～6月20日

貴医院名			
ご住所 〒			
TEL	()		
お取引販売店	ご担当者		様

対象製品	ご注文数	キャンペーンセット品
G-フィックス セット(クリア) 1函		ルシェロ歯ブラシ 特別セット P-10S:2本 & OP-10 1セット
G-フィックス セット(TC) 1函		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー


ご用命は

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)444-1999



動揺歯固定接着材

ジーシー G-フィックス



動揺歯固定が簡便に！

1ペースト、光照射10秒*

※LED 照射器の場合

簡単 操作

計量は不要！ 操作が簡単！

エッチング材、レジンペーストの計量は不要です。
エッチング材(ジーシー エッチャント)はシリンジから直接歯面へ塗布。
レジンペーストもシリンジから直接必要量のみ築盛できます。

エッチング材
(ジーシー エッチャント)

レジンペースト




壊れにくい 特性

動揺歯の固定に適した 柔軟性と粘靱性を付与

動揺歯の固定という過酷な状況下でも壊れにくい
特性があります。

■応力-ひずみ曲線(3点曲げ試験) 試験方法: JIS T 6611 に準拠




高い 接着力

リン酸エステルモノマー配合により 高い対エナメル接着性を発揮

補綴修復物にG-フィックスを接着させる場合は、必ず以下の
前処理材をご使用ください。

- 金銀パラジウム合金 → G-マルチプライマー
- セラミックス&レジン

■せん断接着強さ [MPa] 試験方法: ISO/TS 11405 に準拠
(牛歯エナメル質・#2400 研磨)



約30MPaの
高い接着力

患者さんに やさしい

嫌なニオイがなく プラークが付きにくい

「G-フィックス」は約700nmのナノフィラーを
配合することで、硬化後は滑沢な面が得られ
プラークが付きにくく、変色が抑えられます。



選べる 2色

患者さんの症例に合わせて クリア、TC (トゥースカラー) を選択



クリア



TC (トゥースカラー)



ToothPad

2分でわかる G-フィックス

歯科動揺歯固定用接着材料 ジーシー G-フィックス 管理医療機器 224AABZX00104000 製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2022年10月現在のものです。