

# DENTAURUM 第2弾 SPRING May 2023 CAMPAIGN

キャンペーン期間

2023. **5.8** MON  
6.9 FRI

Pick-up  
01

## Investing Material



鑄造床用リン酸塩系埋没材

### レマエグザクトF

- ・キメ細かで、優れた表面再現性を実現
- ・硬化後、室温からファーンズの最高昇温速度での加熱が可能
- ・粘度が低いため、長い操作時間に対応

| 種類・容量             | オーダーNo     | メーカー希望小売価格 | 特別価格               |
|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 粉末 20kg(400g×50袋) | 105-020-50 | 15,600円    | <del>13,500円</del> |
| 専用液 1,000mL       | 105-501-00 | 3,000円     | <del>2,700円</del>  |

医療機器届出番号 27B1X00020220027

Pick-up  
02

歯科セラミックス用ステイン材

## ceraMotion® One Touch セラモーション ワンタッチ

- ・ニケイ酸リチウムとジルコニアフレームに使用可能
- ・陶材と同じ強度115MPaで、ビルドアップが可能(最大0.5mmまで)
- ・焼成温度を統一することにより、少ない焼成回数で完成

Liquid



### 2D ディルティング リキッド

2Dペースト・グレース用

- ・粘性が低い
- ・セラミックの表面を均一にステイニング



### 3D リフレッシュング リキッド

3Dペースト・グレース用

- ・粘性が高い
- ・ステインが垂れにくく、ビルドアップしやすい

Glaze

グレース ブライト

グレース トランスバ

コーティング力、光沢性、  
蛍光性に優れたグレース材。  
ブライトはより強い光沢性と  
蛍光性を有します。



グレース ブライト グレース トランスバ

ファーンズ スケジュール (2D/3D/グレース)

|      | 開始温度 (°C) | 乾燥時間 (min) | 昇温速度 (°C/min) | 真空開始温度 (°C) | 真空停止温度 (°C) | 焼成温度 (°C) | 保留時間 (min) |
|------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 1次焼成 | 450       | 8          | 55            | 450         | 730         | 730       | 1          |
| 2次焼成 | 450       | 8          | 55            | 450         | 720         | 720       | 1          |

※スケジュールは各機種により微調整する必要があります。

| 種類・内容     | オーダーNo      | メーカー希望小売価格 | 特別価格   |
|-----------|-------------|------------|--------|
| グレース 3g   | トランスバ       | 250-271-03 | 4,200円 |
|           | ブライト        | 250-272-03 | 5,400円 |
| リキッド 10mL | 2D ディルティング  | 254-012-01 | 2,000円 |
|           | 3D リフレッシュング | 254-014-01 | 2,000円 |

医療機器認証番号302AGBZX0018000

※掲載製品の価格は2023年4月現在のものです。表示価格に消費税は含まれておりません。

お問合せ先

株式会社 デンタリード

本社/大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリー-FAX: ☎0120(24)0892

東京営業所/東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロスA 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社

<https://www.dentalead.co.jp>

