



歯科用カーバイドバー

ジェットカーバイドバー CA

JET CARBIDE BURS

お買い得キャンペーン

期間：2023年5月22日（月）～2023年7月20日（木）

世界80数ヶ国に販売実績をもつジェットカーバイドバーは、切れ味と耐久力がすぐれており、ISO規格に準じております。

ジェットカーバイドバーのCA用は、ブラケット除去後の歯面に残存したボンディング材除去に適しています。ラウンドタイプに2種類、テーパーフッシャーに2種類の形態があり、用途によって選択ができます。



特別標準医院価格

標準医院価格
¥2,500



¥1,750
(一本あたり¥350)



ジェットカーバイドバー CA
1PK/5本入



使用イメージ

<ラウンド>

<テーパ>

	<ラウンド>		<テーパ>	
				
Bur No.	3	7	1171	1172
ISO#	012	021	012	016
商品番号	CA3P	CA7P	CA1171P	CA1172P
ご注文 (1PK/5本)	PK	PK	PK	PK

この案内に掲載の価格は全て税抜き価格になります。

【使用上の注意】

- 最高許容回転速度 30,000min⁻¹
* ご使用の際は最高許容回転速度以下でご使用ください。
- 注水下、ソフトタッチで断続的に使用し、歯面の発熱を抑えながら注意深くボンディング材を除去します。
* ジェットカーバイドバーの刃先に急激な回転を与えないでください。
- ISO番号は頭部の最大径を表しています。
* パッケージのISOナンバーの末尾3桁 * 例:012=最大径1.2mm
- 使い始めは、刃の食い込みによる衝撃が大きいため、作業部の破損、破折にご注意ください。

一般医療機器 医療機器届出番号：26B1X00004000101

ご注文はFAXにてお願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ
ご住所 〒	TEL. - -
	FAX. - -

通信欄

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風 EST ビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682